



Sistem integrat de videoendourologie Hawk



Platformă
videoendourologie FullHD



Video Uretero-Renoscop flexibil HD



Video Cistoscop flexibil HD



Video Uretero-Renoscop rigid



Video Nefroscop rigid



N&B



+40 771-496.645

Videoendourologie Hawk



Compact Video Center SD - 700B

Platformă videoendourologie FullHD compact compus din unitate de control, sursă de lumină și monitor 21" cu următoarele caracteristici:

- BCR – îmbunătățire imagine prin eliminarea roșeții cauzate de sânge
- Funcția de balanță alb
- Înregistrare foto/video
- Conexiune USB 3.0
- Monitor LCD 21", format 16:9, rezoluție 1920x1080, luminozitate 250 cd/m2, rata contrast 3000:1
- Ieșiri video: HD-SDI, DVI-I, HDMI
- Sursă de lumină LED 30W, temperatura culorii între 5000 – 6500 K

P6677E 3



Video Uretero-Renoscop rigid


Nr. cod	Diametru proximal/distal	Lungime de lucru	Canal de lucru	Câmp de vizualizare	Instrument
DV14HB 2	7.5/9 Fr	430 mm	6 Fr	110°	ø1.6 mm
DY14HD	6/7.5 Fr	430 mm	5 Fr	110°	ø1.1 mm



Video Nefroscop rigid


	F8 x 309	DYS261 SE
	F11 x 309	DY1340 SE

Sistem integrat



Video Uretero-Renoscop flexibil HD

Nr. cod	Diametru proximal	Diametru distal	Lungime de lucru	Canal de lucru	Câmp de vizualizare	Adâncime câmp
DR030670YD	8.5 Fr	7.5 Fr	670 mm	3.6 Fr	110°	3-50 mm



Video Cistoscop flexibil HD

Nr. cod	Diametru proximal	Diametru distal	Lungime de lucru	Canal de lucru	Câmp de vizualizare	Adâncime câmp
DR06038011	4.4 mm	4.5 mm	380 mm	2.0 mm	110°	5-50 mm