

Sistem integrat de videoendourologie Hawk

COMPONENTE SISTEM



Platformă
videoendourologie FullHD



Video Uretero - Renoscop flexibil HD



Video Cistoscop flexibil HD



Video Uretero - Renoscop rigid



Video Nefroscop rigid

Sistem integrat de videoendourologie Hawk





Platformă videoendourologie FullHD compact compus din unitate de control, sursă de lumină și monitor 21" cu următoarele caracteristici:

- BCR - îmbunătățire imagine prin eliminare roșeții cauzate de sânge
- Funcția de balanță alb
- Înregistrare foto/video
- Conexiune USB 3.0
- Monitor LCD 21", format 16:9, rezoluție 1920x1080, luminozitate 250 cd/m2, rata contrast 3000:1
- Ieșiri video: HD-SDI, DVI-I
- Sursă de lumină LED 30W, temperatura culorii între 5000 - 6500 K

Compact Video Center SD - 700B

P6677E 3



Video Uretero-Renoscop rigid


Nr. cod	Diametre proximal/distal	Lungime de lucru	Canal de lucru	Câmp de vizualizare	Instrument
DV14HB 2	7.5/9 Fr	430mm	6 Fr	110°	Ø1.6mm
DY14HD	6/7.5 Fr	430mm	5 Fr	110°	Ø1.1mm



Video Nefroscop rigid


F8 x 309 DYS261 SE

F11 x 331 DY1340 SE



Video Uretero - Renoscop flexibil HD

Nr. cod	Diametru proximal	Diametru distal	Lungime de lucru	Canal de lucru	Câmp de vizualizare	Adâncime câmp
DR030670YD	8.5 Fr	7.5 Fr	670 mm	3.6 Fr	110°	3-50 mm



Video Cistoscop flexibil HD

Nr. cod	Diametru proximal	Diametru distal	Lungime de lucru	Canal de lucru	Câmp de vizualizare	Adâncime câmp
DR06038011	4.4 mm	4.5 mm	380 mm	2.0 mm	110°	5-50 mm